

DESPACHO ANSR N.º 4192/2008

Aprovação do modelo da bolsa a utilizar no transporte de amostras biológicas de sangue, no âmbito da fiscalização da condução sob influência do álcool ou de substâncias psicotrópicas

O n.º 5º da Portaria nº 902-A/2007, de 13 de Agosto, determina que o modelo da bolsa destinada ao transporte da amostra biológica de sangue, a utilizar no âmbito da fiscalização da condução sob influência do álcool ou de substâncias psicotrópicas seja aprovado pela Autoridade de Segurança Nacional

Assim, nos termos do citado n.º 5.º da Portaria n.º 902-A/2007, de 13 de Agosto, determino o seguinte:

1- Só podem ser utilizados para o transporte das amostras biológicas de sangue feitas no âmbito do Regulamento da Fiscalização da Condução sob Influência do Álcool ou de Substâncias Psicotrópicas, aprovado pela Lei nº 18/2007, de 17 de Maio bolsas que obedeçam ao modelo anexo ao presente despacho e que dele faz parte integrante e obedeça às seguintes características:

- a) Seja executada em material plástico de alta resistência;
- b) Possua um sistema de fecho autocolante que, depois de fechado, seja inviolável;
- d) Na frente indique o número do selo e a entidade fiscalizadora que requisita o exame e as instruções destinadas ao estabelecimento de saúde que proceda à recolha da amostra;
- e) Preso por picotado ao verso, contenha um recibo destinado a ser destacado quando da sua entrega, para comprovativo da mesma;
- f) Do verso constem, escritas e representadas graficamente, as instruções de utilização

Lisboa, 15 de Janeiro de 2008.

O Presidente da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária

Paulo Marques Augusto

ANEXO

Lado anterior da bolsa

AUTORIDADE NACIONAL SEGURANÇA RODOVIÁRIA	
BOLSA DE TRANSPORTE DESTINADA AO ENVIO DE AMOSTRAS PARA ANÁLISES TOXICOLÓGICAS	
• Escrever nº do selo na requisição. • Introduzir o tubo da amostra de sangue no respectivo contentor e este, juntamente com o triplicado da requisição do exame, na bolsa. • Fechar correctamente a bolsa (ver instruções no verso). • Depois de fechada, não voltar a abrir. • Após o fecho manter a bolsa à temperatura aproximada de 4° C até à sua remessa para o INML.	Selo Nº 0000000
CONTÉM AMOSTRAS BIOLÓGICAS - MANUSEAR COM CUIDADO	
RECEBI (NOME LEGÍVEL)	
CARGO DESEMPENHADO	SELO Nº 0000000
RUBRICA	DATA

Lado posterior da Bolsa

ATENÇÃO: QUALQUER TENTATIVA DE REABERTURA DO SACO DESTRUIRÁ A PARTE ADESIVA.

Instruções:

- 1 - Preencher o talão destacável.
- 2 - Introduzir o tubo da amostra de sangue no respectivo contentor com o triplicado da requisição do exame, na bolsa.
- 3 - Retirar a fita protectora branca da fita autocolante.
- 4 - Pressionar para confirmar que a costagem está perfeita.
- 5 - Destacar o talão pelo picotado.

